



ONLINE
HOORTOESTEL.NL

Hoe weet je welke maat luidspreker (speaker) en thintube (slangetje) je nodig hebt?

OnlineHoortoestel.nl helpt je daarbij.

- Print dit document op een schaal van 100% uit
- Knip vervolgens beiden hulpmiddelen (links en rechts) uit via de stippellijn
- Plaats vervolgens het hulpmiddel over het juiste oor zoals aangegeven op de foto
- Kies het nummer dat het dichtst bij de opening van jouw gehoorgang zit. Zie de pijl in de afbeelding hiernaast
- Bestel de maat die dit hulpmiddel laat zien

